



HANDBUCH

WC-STUHL

MODELL: AT51019



LESEN SIE DIE GESAMTE BETRIEBUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH

Der höhenverstellbare Toilettenstuhl ist ein modernes Produkt für Personen mit eingeschränkter Mobilität; Die Installation ist schnell, einfach und erfordert keine Werkzeuge. Das Produkt besteht aus einem stabilen Stahl rahmen, der mit weichen und bequemen Armlehnen ausgestattet ist. Die Beine des Stuhls sind mit rutschfesten Füßen versehen, um Stabilität zu gewährleisten. Ein Eimer mit Deckel und ein Toilettensitz mit Deckel sind im Lieferumfang enthalten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- der Rahmen aus hochwertigem Stahl,
- weiche, bequeme Armlehnen
- verstellbare Höhe
- rutschfeste Füße
- Eimer mit Deckel
- Leicht zu reinigender Toilettensitz

VERWENDEN

Der Toilettenstuhl ermöglicht Patienten, die gezwungen sind, im Bett zu bleiben, um ihre physiologischen Bedürfnisse zu befriedigen. Es kann in unmittelbarer Nähe eines Bettes oder eines Ortes verwendet werden, an dem sich ein Patient mit eingeschränkter Mobilität aufhält. Außerdem kann der Stuhl ohne Eimer über dem Toilettensitz verwendet werden.

HINWEISE UND WARNUNGEN

LESEN SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN

NICHT VERWENDEN, WENN DAS GEWICHT DES BENUTZERS 136 KG ÜBERSCHREITET

VON DIREKTEM SONNENLICHT UND WÄRMEQUELLEN FERN AUFBEWAHREN

DER TOILETTENSTUHL IST FÜR DEN EINSATZ AUF FLACH UND EBEN KONZIPIERT OBERFLÄCHEN

STELLEN SIE SICH NICHT AUF DEN TOILETTENSTUHL. ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT REGELMÄSSIG AUF SCHÄDEN UND VERSCHLEIß. IM FALL EINES SCHADENS STELLEN SIE DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS SOFORT EIN; REPARATUR UND DESINFEKTION DÜRFEN NUR VON AUTORISIERTEN PERSONEN DURCHFÜHREN!

LEEREN SIE DEN BEHÄLTER IMMER UNMITTELBAR NACH DER BENUTZUNG DES STUHL.

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE FÜSSE IN GUTEM ZUSTAND SIND (BESCHÄDIGUNG ODER FEHLEN DER FÜSSE KANN BEIM SITZEN ODER AUFSTEHEN VOM STUHL „RUTSCHGEFAHR“ VERURSACHEN).



Feige. 1.1



Dieses Symbol bedeutet: „Maximales Benutzergewicht“

Hinweise

Ein Toilettenstuhl ist ratsam für Menschen, die längere Zeit mit Mobilitätsproblemen zu kämpfen haben oder für die die Benutzung einer herkömmlichen Toilette ein Problem darstellt.

KONTRAINDIKATIONEN


Körperliche oder geistige Einschränkungen (z. B. Sehbehinderung), die den sicheren Umgang mit dem Produkt verhindern.

INBEGRIFFEN

Stuhl, Eimer, manueller Benutzer

VERWENDEN

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Das Produkt wird gefaltet geliefert.
2. Stellen Sie den Eimer an einen speziell vorbereiteten Ort zwischen den Metallbarrieren.
3. Um die Höhe des Stuhls zu ändern, stellen Sie die Höhe jedes Beins separat wie folgt ein: Abb. 1.2).
 1. Riegel 1 entfernen.
 2. Stellen Sie die Füße auf die gewünschte Position ein.
 3. Riegel 1 verriegeln.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Kunststoff-Befestigungsclips richtig angebracht sind und die Toilettenstuhlfüße die gleiche Höhe haben.
4. Am Stuhl sind zwei separate Teile befestigt, die in der richtigen Reihenfolge auf dem Geländer platziert werden müssen. Platzieren Sie zuerst die Sitzfläche mit Loch, dann den Polsterbezug. Entfernen Sie den Bezug, bevor Sie den Stuhl benutzen.



Feige. 1.2

PRODUKTWARTUNG

1. Leeren und desinfizieren Sie den Behälter und einen Toilettensitz nach jedem Gebrauch, um Infektionen zu vermeiden.
2. Reinigen Sie das Stuhlgestell mit Wasser und Reinigungsmitteln (vermeiden Sie ätzende Substanzen).
3. Armlehnen mit milden Reinigungsmitteln reinigen.
4. Das unbenutzte Produkt sollte in einem trockenen Raum gelagert werden

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Typ: fest

Material: Stahl, Kunststoff

Gesamtgewicht: 6,6 kg

Mindesthöhe vom Boden bis zu den Armlehnen: 58 cm

Maximale Höhe vom Boden bis zu den Armlehnen, Gesamtbreite: 74 cm

Space between lower legs: 49 cm

Mindestsitzhöhe: 35 cm

Maximale Sitzhöhe: 50 cm

Maximales Benutzergewicht: 136 kg

WARNUNG:

Falls ein schwerwiegender Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt aufgetreten ist, der direkt oder indirekt zu einem der folgenden Fälle geführt haben könnte oder führen könnte:

- a) Tod eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person,
 - b) die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustandes eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person,
 - c) eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit;
- der oben genannte schwerwiegende Zwischenfall sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist;

WARNUNG:

Im Falle von Schmerzen, allergischen Reaktionen oder anderen besorgniserregenden Symptomen, die für den Benutzer unklar sind und im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt aufgetreten sind, sollte der Benutzer einen Arzt konsultieren;

SICHERE ENTSORGUNG DES MEDIZINPRODUKTS

Wenn das Gerät aus dem Gebrauch genommen wurde, kann es als kommunales Gerät behandelt werden, mit Ausnahme von elektrischen medizinischen Geräten – in diesem Fall muss das elektrische medizinische Gerät auf die im Gesetz zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott beschriebene Weise entsorgt werden.

GARANTIEKARTE

Modell:

Seriennummer:

Siegel der Verkaufsstelle

und leserliche Unterschrift des Verkäufers:

1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 gewährt hiermit 12 Monate Garantie für das Produkt ab dem Kaufdatum des Produkts durch den Käufer. Bei Produkten, deren Kauf vom Nationalen Gesundheitsfonds erstattet wird, verlängert sich die Garantiezeit und umfasst die Hälfte der in der Verordnung über garantierte Leistungen angegebenen Nutzungsdauer, sofern die Nutzungsdauer in der Verordnung in Monaten oder Jahren angegeben ist.

2) Während der Garantiezeit verpflichtet sich ANTAR Reparaturen, die zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Produkts erforderlich sind, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs des Produkts beim Service zusammen mit dem Kaufnachweis und der Garantiekarte durchzuführen.

3) ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt zu ersetzen, falls die Reparaturkosten als nicht rentabel angesehen werden. Die Reparatur oder der Austausch defekter Produkte verlängert die Garantiezeit nicht.

4) Wenn eine Fehlfunktion des Produkts festgestellt wird, senden Sie es sofort an die Adresse von ANTAR (unter Punkt 1 angegeben) oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.

5) Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie ihre Bestimmungen. Die Verwendung des Produkts entgegen seiner beabsichtigten Verwendung und Empfehlungen führt zu einem unwiderruflichen Verlust der Garantie.

6) Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere mechanische Kräfte, eine Last, die das in der Anleitung beschriebene maximal zulässige Gewicht des Benutzers überschreitet, sowie den Kontakt des Produkts mit Alkohol, Fettstoffen oder Benzin verursacht werden. Die Garantie gilt nicht für Teile, die während des Gebrauchs normalem Verschleiß ausgesetzt sind, wie Lager, Gummielemente und andere.

7) Das im Zusammenhang mit der Reklamation auf der Website bereitgestellte Produkt darf keine Epidemie verursachen.

8) DIESE GARANTIE GILT NUR MIT DEM KAUFNACHWEIS (RECHNUNG, STEUERBELEG, MEHRWERTSTEUERRECHNUNG). IM FALLE EINER REKLAMATION MUSS DER KAUFNACHWEIS BEIGEFÜGT WERDEN. UM DIE VERLÄNGERTE GARANTIEZEIT FÜR PRODUKTE ANZUERKENNEN, DEREN KAUF VON DER KRANKENKASSE ERSTATTET WURDE, MÜSSEN SIE EINE KOPIE DES AUFTRAGS FÜR DIE LIEFERUNG VON MEDIZINPRODUKTEN, DIE ORTHOPÄDISCHE GERÄTE UND HILFSMITTEL SIND, BEIFÜGEN.

9) Reklamationen, die ohne Kaufnachweis und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht wurden, werden nicht berücksichtigt.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polen
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net E-Mail: antar@antar.net

