

Garantieschein

Modell:

Seriennummer:

Stempel der Verkaufsstelle

und leserliche Unterschrift des Verkäufers:

1. ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, Zawiślńska 43 St. gewährt hiermit eine Garantie von 12 Monaten für das Produkt, beginnend mit dem Datum der Lieferung an den Käufer. Für Produkte, deren Kauf vom NFZ (Nationaler Gesundheitsfonds) erstattet wurde, entspricht die verlängerte Garantiezeit der Hälfte der in der Verordnung über garantierte Leistungen angegebenen Lebensdauer, sofern die Lebensdauer in der Verordnung in Monaten oder Jahren angegeben wurde.
2. Während der Garantiefrist verpflichtet sich ANTAR, innerhalb von 14 Tagen ab Eingang des reklamierten Produkts mit Kaufnachweis und Garantieschein, die notwendigen Reparaturen auszuführen, um das Produkt wieder funktionstüchtig zu machen.
3. ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt auszutauschen, falls angenommen werden muss, dass eine Reparatur unrentabel wäre.
4. Falls Sie feststellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie es unverzüglich an die Adresse der Firma ANTAR (in Pkt. 1 angegeben) einsenden bzw. Ihre Verkaufsstelle kontaktieren.
5. Vor Ingebrauchnahme sollten Sie die Bedienungsanleitung lesen und sie genauestens einhalten.
Eine zweckentfremdete Benutzung des Produkts hat den Verlust der Garantie zur Folge.
6. Der Garantie unterliegen keine Beschädigungen infolge von Durchbohren bzw. Durchschneiden mit einem scharfen Gegenstand, infolge mechanischer Kräfte von außen, infolge einer Belastung, die die in der Bedienungsanleitung angegebene maximale Körpergewicht des Benutzers überschreitet, infolge eines Kontakts mit fettigen bzw. öligen Substanzen sowie Benzin. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die während des Gebrauchs einem normalen Verschleiß unterliegen, wie z.B. das Lager, Gummiteile und anderes.
7. Das im Zusammenhang mit der Beschwerde an den Service gelieferte Produkt darf keine Epidemie verursachen.
8. DIE HIER VORLIEGENGE GARANTIE IST NUR GÜLTIG, WENN EIN KAUFBELEG (RECHNUNG, KASSENBon) VORLIEGT. IM FALLE EINER REKLAMATION MUSS EIN SOLCHER KAUFBELEG BEIGEFÜGT WERDEN. UM DEN VERLÄNGERTEN GARANTIEZEITRAUM FÜR PRODUKTE, DEREN KAUF DURCH DEN NATIONALEN GESUNDHEITSFONDS ERSTATTET WURDE, ANERKENNEN ZU LASSEN, MUSS EINE KOPIE DER VERSCHREIBUNG VON MEDIZINISCHEN ERZEUGNISSEN, DIE ORTHOPÄDISCHE GEGENSTÄNDE UND HILFSMITTEL SIND, BEIGEFÜGT WERDEN.
9. Reklamationen ohne Kaufnachweis können nicht berücksichtigt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG GREIFER FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG AT51123



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa
ul. Zawiślńska 43
Polska
Tel.: +48 22 518 36 00
Fax: +48 22 518 36 30



Einleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Wir möchten Sie bitten, sich vor der Nutzung genauestens mit der vorliegenden Gebrauchsanweisung vertraut zu machen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gesundheitsschäden, Körperverletzungen oder Unfällen führen. Somit bitten wir um ein genaues Lesen des vorliegenden Handbuchs, um eine sichere und erfolgreiche Nutzung zu gewährleisten.

ACHTUNG: Alle Elemente sollten in Hinblick auf Beschädigungen, die als Transportschäden auftreten können, untersucht werden. Bei jedweden zu beobachtenden Beschädigungen DARF das Produkt NICHT GENUTZT WERDEN. Mehr Informationen erteilt der Hersteller.

ACHTUNG:

Wenn es in Zusammenhang mit diesem Erzeugnis zu einem „ernsthaften Zwischenfall“ kommt, der direkt oder indirekt dazu führte, geführt haben könnte oder dazu führen kann, dass eines der nachstehend beschriebenen Ereignisse eintritt:

- a) Tod des Patienten, des Nutzers bzw. einer anderen Person oder
 - b) zeitweilige oder beständige Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Patienten, des Nutzers bzw. einer anderen Person oder
 - c) ernsthafte Gefährdung der Volksgesundheit
- muss oben genannter „ernsthafter Zwischenfall“ dem Hersteller sowie entsprechenden Organen des Mitgliedsstaates, in dem der Nutzer oder der Patient seinen Wohnsitz hat, gemeldet werden. In Polen ist das entsprechende Organ das Amt zur Registrierung von Heilmitteln, medizinischen Erzeugnissen und Bioziden.

ACHTUNG:

Bei Auftreten von Schmerz, allergischen Reaktionen oder anderen beunruhigenden und für den Nutzer unerklärlichen Symptomen in Zusammenhang mit der Nutzung dieses medizinischen Erzeugnisses sollte sich mit einem Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes in Verbindung gesetzt werden.

ACHTUNG: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die aufgrund von unzulänglicher Wartung und Servicearbeiten oder Auswirkungen von einer Nichtbefolgung der in dieser Gebrauchsanweisung festgehaltenen Empfehlungen entstanden sind.

ACHTUNG: Ein Gebrauch des Produkts anders als in seiner Bestimmung vorgesehen, ist untersagt.

Zusammensetzung

Der Griff besteht aus schwarzem PP-Kunststoff und der obere und untere Klips aus schwarzem PP-Kunststoff sowie gelbem TPR-Kunststoff. Das Rohr wurde aus Aluminium hergestellt. Seine matte Oberfläche wurde oxidiert.

Bestimmung

Dieser ungemein bequeme und leichte Greifer für Senioren ist ein hervorragender Helfer im Alltag. Er ist perfekt als Hilfe beim Hochheben von Gegenständen vom Fußboden wie auch beim Herausnehmen von Objekten aus höher gelegenen Regalen. Sein langer und solider Arm bewirkt, dass man sich nicht beugen und seine Arme nicht überanstrengen muss. Dieser unkomplizierte und im Gebrauch sehr einfache Greifer für Menschen mit Behinderung hebt den Komfort im Alltag.

Produkteigenschaften

- Der Knauf der oberen Klemme wurde mit einem Magneten und einem Haken ausgestattet.
- Dieses Produkt kann metallische Gegenstände anziehen und runde Gegenstände aufheben.
- Der Griff wurde mit einem elastischen Mechanismus zur Selbstblockade versehen.
- Das verlängerte obere Ende des Griffs besitzt eine Bogenform und unterstützt dadurch das Anziehen von Schuhen.

Indikation

Eingeschränkter Bewegungsradius, Unterstützung beim Aufheben von Gegenständen vom Fußboden oder schwer zugänglichen Orten.

Gegenanzeigen

Physische oder geistige Beeinträchtigungen, die eine sichere Handhabung des Produkts nicht ermöglichen.

Reinigung / Entsorgung

1. Das Produkt sollte mit einem feuchten Tuch und einem sanften Reinigungsmittel (z.B. Kernseife) gesäubert werden. An einem trockenen Ort lagern.
2. Haushaltsmüll entsprechend der geltenden Bestimmungen entsorgen.

Technische Angaben

Gesamtlänge: 82,2 cm
Gesamtbreite: 12,5 cm
Öffnungsbreite der Klemme: 9,3 cm
Gesamthöhe: 4,5 cm
Gesamtgewicht: 0,15 kg
Maximales Gegenstandsgewicht: 1 kg

Lieferumfang: Greifer