

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
FOTELE DO WSTAWANIA
AT56250/AT56251**

**INSTRUCTION MANUAL
BOOSTER SEATS
AT56250/AT56251**

**GEBRAUCHSANWEISUNG
RELAX- UND AUFSTEHSESSEL
AT56250/AT56251**



CE

Dziękujemy za zakup naszego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją używania. Nie należy użytkować wyrobu przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i jej zrozumieniem. Jeśli nie rozumiesz ostrzeżeń, uwag i zaleceń, skontaktuj się ze specjalistą w zakresie opieki zdrowotnej bądź sprzedawcą aby uniknąć uszkodzenia produktu.

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń powstałych podczas przewozu. W przypadku zauważenia takich uszkodzeń, NIE WOLNO używać produktu. Więcej informacji u wytwórcy.

ZASTOSOWANIE

Fotel został stworzony, by zapewniać komfort siedzenia użytkownikom, relaksować, a także ma wspomagać i umożliwiać bezpieczne wstawanie osobom, którym ów czynność sprawia trudności. Wspiera w stawianiu osoby z urazami, uszkodzeniami, osoby starsze itd. Fotel został stworzony, by zapewniać komfort użytkownikom.

PRZECIWWSKAZANIA

Ograniczenia fizyczne lub umysłowe (np. upośledzenie wzroku), które uniemożliwiają bezpieczne obchodzenie się z produktem.

-Zaburzenia równowagi i stabilności: Osoby, które mają problemy z równowagą lub stabilnością, mogą mieć trudności z bezpiecznym korzystaniem z fotela podnoszącego. Nagłe ruchy fotela mogą prowadzić do utraty równowagi.

-Choroby skóry: Osoby z aktywnymi infekcjami skórnymi lub otwartymi ranami, szczególnie w okolicach ciała, które mają kontakt z fotelem, mogą doświadczać pogorszenia stanu chorobowego z powodu ciągłego tarcia lub ucisku.

-Zaburzenia czucia: Osoby z zaburzeniami czucia, zwłaszcza w nogach, mogą nie odczuwać odpowiednio komfortu lub bólu, co może prowadzić do niezauważania urazów spowodowanych długotrwałym naciskiem.

-Poważne problemy z krążeniem: Osoby z ciężkimi problemami z krążeniem w nogach mogą odczuwać dyskomfort lub pogorszenie stanu zdrowia przy korzystaniu z fotela podnoszącego, który zwiększa ciśnienie na kończyny dolne podczas podnoszenia i opuszczania.

-Obawy związane z bezpieczeństwem: Fotele podnoszące często są wyposażone w mechanizmy elektryczne, które mogą nie być odpowiednie dla osób z zaburzeniami percepcji lub z mylącym zachowaniem (np. w niektórych przypadkach demencji), ponieważ mogą one przypadkowo obsługiwać mechanizm, prowadząc do upadków lub innych wypadków.

SPECYFIKACJA AT56250

Maksymalna waga użytkownika: 170 kg
Szerokość siedziska: 54cm
Wysokość siedziska: 51cm
Głębokość siedziska: 50cm
Szerokość podłokietników: 81cm
Głębokość całkowita: 87cm
Wysokość podłokietników: 63cm
Szerokość oparcia: 66cm
Wysokość oparcia: 71cm
Całkowita wysokość: 109cm
Oparcie z wypełnieniem z mikrowłókien gęstość 30KGS/M3
Siedzisko i podłokietnik z pełną pianką o gęstości 30KGS/M3
Silnik główny: 6000N,
Silnik oparcia: 6000N,
Prędkość silnika: 6mm/s
Wejście: 100-240V, 50/60Hz, 1.3A
Wyjście: 29.0V-1.8A 52.2W
100% polyster
Masa: 54kg
Kąt rozłożenia: 180°

OSTRZEŻENIE!

Fotel należy ustawić na płaskiej podłodze.

NIE używaj fotela w wilgotnym lub zakurzonej otoczeniu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub problemy z urządzeniem.

Fotel musi znajdować się w suchym pomieszczeniu.

NIE używaj fotela w temperaturze pokojowej wyższej niż 40 °C.

NIE wystawiaj fotela na działanie grzejników, pieców lub bezpośredniego światła słonecznego.

NIE używaj fotela na zewnątrz. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Unikać narażenia na deszcz, śnieg, lód, sól lub stojąca woda. Konserwować i przechowywać w czystym i suchym miejscu.

Gdy fotel NIE jest używany, należy odłączyć przewód zasilający od głównego źródła zasilania, aby uniknąć przegrzania.

NIE WOLNO opierać ani umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na podłokietniku, podnóżku ani oparciu fotela.

NIE WOLNO skakać ani bawić się na fotelu.

NIE WOLNO siadać ani stawać na podnóżku.

NIE WOLNO spać na fotelu podczas pracy.

Dzieci muszą być nadzorowane przez osobę dorosłą podczas korzystania z fotela.

Zwierzęta należy trzymać z daleka, gdy fotel jest w ruchu.

Należy sprawdzić, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją podaną dla krzeselka.

Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami.

NIE WOLNO podłączać ani odłączać wtyczki od gniazdka elektrycznego mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię urządzenia.

Podczas odłączania wtyczki należy ją wyciągnąć, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.

NIE WOLNO umieszczać przewodu zasilacza AC/DC pod fotelem, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE WOLNO dotykać powierzchni wtyczki bezpośrednio po użyciu, ponieważ może być ona bardzo gorąca.

NIE WOLNO obsługiwać pilota mokrymi rękami, ostrymi lub ciężkimi przedmiotami.

SPECYFIKACJA AT56251

Maksymalna waga użytkownika: 170 kg
Szerokość siedziska: 57cm
Wysokość siedziska: 50cm
Głębokość siedziska: 56cm
Szerokość całkowita: 86cm
Wysokość całkowita: 107cm
Głębokość całkowita: 92cm
Silnik główny: 6000N,
Silnik oparcia: 6000N,
Prędkość silnika: 6mm/s
Wejście: 100-240V, 50/60Hz, 1.3A
Wyjście: 29.0V-1.8A 52.2W
100% polyster
Masa: 54 kg
Kąt rozłożenia: 180°

NIE WOLNO wkładać palców ani dłoni między siedzisko i podnózek, gdy fotel jest odchylony lub gdy fotel powraca z pozycji odchylonej do pozycji siedzącej.

UWAGA! W przypadku korzystania z fotela w zimnym pomieszczeniu nie należy gwałtownie zwiększać jego temperatury. Zaleca się stopniowe zwiększanie temperatury do normalnego poziomu. W przypadku, gdy fotel jest przechowywany w zimnym miejscu i przenoszony do ciepłego miejsca, zaleca się użycie go godzinę później, ponieważ jego wydajność może nie być na optymalnym poziomie, ponieważ na częściach mechanicznych może znajdować się rosa. Problemy z maszyną mogą wystąpić, gdy zimna maszyna jest nagle używana w ciepłym pomieszczeniu.

UWAGA! W następujących przypadkach należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego i skontaktować się z profesjonalistą w celu serwisowania.

- Jeśli fotel zostanie przypadkowo zalany wodą. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- W przypadku rozdarcia tapicerki i odsłonięcia wewnętrznego mechanizmu.
- W przypadku wykrycia jakiegokolwiek funkcji głównej lub innego nienormalnego stanu podczas pracy.
- W przypadku awarii zasilania może dojść do obrażeń po nieoczekiwanym przywróceniu zasilania.
- W przypadku silnego wyładowania atmosferycznego


UWAGA: zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem zasad czyszczenia i konserwacji, bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi


SKŁADANIE

KROK 1: WŁÓŻ PODUSZKĘ OPARCIA NA BOLCE.

KROK 2: PRZYMOCUJ KLAPKĘ Z MATERIAŁU ZA POMOCĄ RZEPÓW DO PODSTAWY SIEDZISKA.



- (1) Złącze silnika i okablowania.
- (2) Złącze okablowania i adaptera.
- (3) Złącze okablowania adaptera i wtyczki.
- (4) Złącze silnika i sterowania ręcznego.




ROZKŁADANIE

Powtórz powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

KORZYSTANIE Z PILOTA

Sterowanie ręczne aktywuje silniki w fotelu, które umożliwiają regulację i ustawienie fotela.



RĘCZNE STEROWANIE MASAŻEM (AT56251)



OPIS FUNKCJI PRZYCISKÓW OPERACYJNYCH

- 1) POWER: Przycisk zasilania produktu
- 2) HEAT: Przycisk uruchamiający funkcję ogrzewania. Temperatura ogrzewania mieści się w zakresie 50-60 °C.
- 3) INTENSITY: Przycisk wyboru intensywności masażu. Ta funkcja ma dwie intensywności: silną i słabą
- 4) MODE: Przycisk wyboru trybu masażu. Dla tej funkcji dostępnych jest pięć trybów wibracji
- 5) BACK: Przycisk do sterowania masażem pleców.
- 6) LUMBAR: Przycisk do sterowania masażem talii
- 7) THIGH: Przycisk do sterowania masażem ud
- 8) LEG: Przycisk do sterowania masażem łydki
- 9) TIMER: Przycisk wyboru czasu masażu. Ta funkcja ma trzy opcje czasu: 15 minut, 30 minut i 60 minut. Domyślny czas masażu to 30 minut

Instrukcja obsługi produktu

- 1) Podłącz wszystkie złącza produktu i włącz zasilanie
- 2) Uruchoom przycisk zasilania. Produkt jest gotowy do pracy. Domyślna intensywność masażu jest silna, tryb wibracji jest automatyczny, a czas masażu wynosi 30 minut. Przycisk intensywności, przycisk trybu i przycisk czasu można dostosować do indywidualnych potrzeb.

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

Regularnie wycieraj kurz i brud. Utrzymuj krzesło w czystości i trzymaj z dala od miejsc o wysokiej wilgotności.

Jeśli fotel nie jest używany przez dłuższy czas, należy przykryć go kawałkiem czystej szmatki/tkaniny w celu ochrony przed kurzem.

UWAGA: Przed czyszczeniem należy upewnić się, że wyłącznik główny jest wyłączony, a wtyczka AC wyjęta z gniazdka elektrycznego.

Do czyszczenia plastiku, rur i tapicerki fotela można użyć syntetycznego i bardzo łagodnego mydła. Ostrożnie zetrzyj wszelkie ślady mydła suchą szmatką.

Aby wyczyścić suchą plamę, zanurz kawałek miękkiej szmatki w ciepłej wodzie z mydłem, wykręć szmatkę do sucha i przyłóż ją do plamy.

UWAGA: Nie używaj środków czyszczących, takich jak benzen lub rozcieńczalnik, ani żadnych innych środków czyszczących, które mogą spowodować blaknięcie koloru tkaniny i zarysowanie tapicerki.

Nie zdejmuj tapicerki do prania. Prasowanie tapicerki jest surowo zabronione.

Tkanina nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z jakimkolwiek źródłem ciepła, na przykład z grzejnikiem. Może to spowodować obrażenia ciała lub pożar.

PRZECHOWYWANIE

Wyrób należy przechowywać w suchym chłodnym pomieszczeniu, z dala od wilgoci oraz bezpośrednich promieni słonecznych.

Nie należy przechowywać fotela w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach o wysokiej temperaturze. Może to spowodować blaknięcie koloru tkaniny.

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU

Ten produkt zawiera części elektroniczne. Po zakończeniu jego eksploatacji, nie należy wyrzucać go do zwykłego kosza na śmieci. W celu właściwej utylizacji produktu należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacja w odpowiedni sposób zapobiega potencjalnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

EN

Thank you for purchasing our product, please read the instructions for use carefully. Do not use the product before reading and understanding this manual. If you do not understand the warnings, cautions and recommendations, please contact your health care professional or dealer to avoid damage to the product.

NOTE: Inspect all parts for damage caused in transit. If you notice such damage, DO NOT use the product. Contact the manufacturer for more information.

APPLICATION

The chair is designed to provide comfort for users to sit, relax, and is also designed to support and enable safe standing for people who find this activity difficult. It supports people with injuries, damage, the elderly, etc. in standing. The chair is designed to provide comfort to users.

CONTRAINDICATIONS

Physical or mental limitations (e.g., visual impairment) that prevent safe handling.

-Balance and stability disorders: People who have balance or stability problems may have difficulty using the lift chair safely. Sudden movements of the chair can lead to loss of balance.

-Dermal diseases: People with active skin infections or open wounds, especially in areas of the body that come into contact with the seat, may experience worsening of the condition due to constant friction or pressure.

-Sensory disorders: people with sensory disorders, especially in the legs, may not feel comfort or pain adequately, which can lead to injuries caused by prolonged pressure going unnoticed.

-Severe circulation problems: People with severe circulation problems in their legs may experience discomfort or aggravation when using a lift chair, which increases pressure on the lower limbs during lifting and lowering.

-Safety concerns: Lift chairs are often equipped with electric mechanisms that may not be suitable for people with impaired perception or confusing behavior (e.g., in some cases of dementia), as they may accidentally operate the mechanism, leading to falls or other accidents.

AT56250 SPECIFICATION

Maximum user weight: 170 kg

Seat width: 54cm

Seat height: 51cm

Seat depth: 50cm

Width of armrests: 81cm

Overall depth: 87cm

Height of armrests: 63cm

Backrest width: 66cm

Backrest height: 71cm

Total height: 109cm

Backrest with microfiber filling density 30KGS/M3

Seat and armrest with full 30KGS/M3 density foam

Main motor: 6000N,

Backrest motor: 6000N,

Motor speed: 6mm/sec.

Input: 100-240V, 50/60Hz, 1.3A

Output: 29.0V-1.8A 52.2W

100% polyester.

Weight: 54 kg

Reclining angle: 180°

AT56251 SPECIFICATION

Maximum user weight: 170 kg

Seat width: 57cm

Seat height: 50cm

Seat depth: 56cm

Total width: 86cm

Total height: 107cm

Total depth: 92cm

Main motor: 6000N,

Backrest motor: 6000N,

Motor speed: 6mm/sec.

Input: 100-240V, 50/60Hz, 1.3A

Output: 29.0V-1.8A 52.2W

100% polyester.

Weight: 54 kg

Reclining angle: 180°

WARNING!

Place the chair on a flat floor.

DO NOT use the chair in a damp or dusty environment, as this may cause electric shock or problems with the device. The chair must be in a dry room.

DO NOT use the chair at a room temperature higher than 40 °C.

DO NOT expose the chair to heaters, stoves or direct sunlight.

DO NOT use the chair outdoors. For indoor use only. Avoid exposure to rain, snow, ice,

Salt or standing water. Preserve and store in a clean and dry place.

When the chair is NOT in use, disconnect the power cord from the main power source to avoid overheating.

DO NOT lean or place any heavy objects on the armrest, footrest or seat back.

DO NOT jump or play on the chair.

DO NOT sit or stand on the footrest.

DO NOT sleep on the chair while working.

Children must be supervised by an adult when using the chair.

Keep pets away when the chair is in motion.

Check that the voltage is in accordance with the specifications given for the chair.

The electrical connection must be made in accordance with local regulations.

DO NOT connect or disconnect the plug from the electrical outlet with wet hands. This may cause electric shock or equipment failure.

When disconnecting the plug, pull it out by holding the plug, not the cord.

DO NOT place the AC/DC adapter cable under the seat, as this may cause damage to the AC/DC adapter and cause fire or electric shock.

DO NOT touch the surface of the plug immediately after use, as it may be very hot.

DO NOT operate the remote control with wet hands, sharp or heavy objects.

DO NOT put your fingers or hands between the seat and footrest when the seat is reclined or when the chair returns from a reclined position to a sitting position.

NOTE: When using the chair in a cold room, do not increase the temperature abruptly. It is recommended to gradually increase the temperature to a normal level. If the chair is stored in a cold place and moved to a warm place, it is recommended to use it an hour later, as its performance may not be at the optimal level, as there may be dew on the mechanical parts. Problems with the machine can occur when a cold machine is suddenly used in a warm room.

NOTE: In the following cases, immediately turn off the power and unplug the power cord from the electrical outlet and contact a professional for service.

- If the seat is accidentally flooded with water. This may cause an electric shock.
- When the upholstery is torn and the internal mechanism is exposed.
- When any main function or other abnormal condition is detected during operation.
- Power failure may result in injury when power is unexpectedly restored.
- In case of heavy lightning


NOTE: it is forbidden to use the product other than for its intended purpose.

NOTE: The manufacturer is not responsible for damage caused by negligent cleaning and maintenance, or resulting from failure to follow the recommendations in this manual


SUBMITTING

STEP 1: PUT THE BACKREST CUSHION ON THE PINS.

STEP 2: ATTACH THE FABRIC FLAP WITH VELCRO TO THE SEAT BASE.



- (1) Motor and wiring connector.
- (2) Wiring and adapter connector.
- (3) Adapter wiring connector and plug.
- (4) Motor and manual control connector.




DISCLAIMER

Repeat the above steps in reverse order.

USE OF REMOTE CONTROL

The manual control activates motors in the seat to adjust and position the seat.



MANUAL CONTROL MASSAGE (AT56251)



OPIS FUNCTIONS OPERATIONAL PRESSURES

- 1) **POWER**: Product power button
- 2) **HEAT**: A button that activates the heating function. The heating temperature is within the range of 50-60 °C.
- 3) **INTENSITY**: Button to select the intensity of the massage. This function has two intensities: strong and weak
- 4) **MODE**: Massage mode selection button. Five vibration modes are available for this function
- 5) **BACK**: Button to control the back massage.
- 6) **LUMBAR**: Button to control the waist massage.
- 7) **THIGH**: Button for thigh massage control
- 8) **LEG**: Button to control calf massage
- 9) **TIMER**: Massage time selection button. This function has three time options: 15 minutes, 30 minutes and 60 minutes. The default massage time is 30 minutes

Product manual

- 1) Connect all product connectors and turn on the power supply
- 2) Activate the power button. The product is ready for use. The default massage intensity is strong, the vibration mode is automatic, and the massage time is 30 minutes. The intensity button, mode button and time button can be customized.

CLEANING AND CARE

Wipe off dust and dirt regularly. Keep the chair clean and away from high humidity areas.

If the chair is not used for a long time, cover it with a piece of clean cloth/fabric to protect it from dust.

NOTE: Before cleaning, make sure the main switch is turned off and the AC plug is removed from the electrical outlet.

A synthetic and very mild soap can be used to clean the plastic, pipes and upholstery of the seat. Carefully wipe off any traces of soap with a dry cloth.

To clean a dry stain, dip a piece of soft cloth in warm soapy water, wring the cloth dry and apply it to the stain.

CAUTION: Do not use cleaning agents such as benzene or thinner, or any other cleaning agents that may fade the color of the fabric and scratch the upholstery.

Do not remove the upholstery for washing. Ironing of upholstery is strictly prohibited.

Fabric should not come into direct contact with any heat source, such as a heater. This can cause injury or fire.

STORAGE

Store the product in a dry cool room, away from moisture and direct sunlight.

Do not store the chair in direct sunlight or in places with high temperatures. This may cause the color of the fabric to fade.

METHOD OF DISPOSAL OF THE PRODUCT

This product contains electronic parts. After its use is over, do not dispose of it in the regular trash garbage can. In order to dispose of the product properly, please take it to an appropriate collection point for electrical and electronic equipment. Disposal in a proper manner will prevent potential harm to the environment and human health, in accordance with current laws on recycling of electrical and electronic equipment.

DE

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Verwenden Sie das Produkt nicht, bevor Sie diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie die Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Empfehlungen nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Händler, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Überprüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenn solche Schäden festgestellt werden, verwenden Sie das Produkt NICHT. Kontaktieren Sie den Hersteller für weitere Informationen.

ANWENDUNG

Der Sessel ist so konzipiert, dass er den Nutzern ein bequemes und entspanntes Sitzen ermöglicht und auch Menschen unterstützt, denen es schwerfällt, sicher aufzustehen. Er unterstützt Menschen mit Verletzungen, Schäden, ältere Menschen usw. beim Aufstehen. Der Sessel ist so konzipiert, dass er den Benutzern Komfort bietet.

KONTRAINDIKATIONEN

Einschränkungen in der Mobilität und Wahrnehmung: Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, wie z. B. Sehschwäche oder motorischen Problemen, können den Sessel möglicherweise nicht sicher bedienen.

Gleichgewichts- und Stabilitätsprobleme: Menschen mit Problemen beim Gleichgewicht oder der Stabilität haben ein erhöhtes Risiko, das Gleichgewicht zu verlieren, insbesondere bei plötzlichen Bewegungen des Sessels.

Hautprobleme: Personen mit aktiven Hautinfektionen oder offenen Wunden, insbesondere an Körperstellen, die in Kontakt mit dem Sessel kommen, könnten durch den Druck oder die Reibung eine Verschlechterung ihres Zustands erfahren.

Sensibilitätsstörungen: Menschen, die in bestimmten Körperregionen, insbesondere in den Beinen, ein verringertes Schmerz- oder Empfindungsvermögen haben, könnten Druckstellen oder Verletzungen übersehen, die durch längeres Sitzen entstehen.

Schwere Durchblutungsstörungen: Bei Benutzung des Sessels können Personen mit starken Kreislaufproblemen, insbesondere in den Beinen, ein Unbehagen verspüren, da der Druck auf die Gliedmaßen während der Bewegung des Sessels erhöht wird.

Sicherheitsrisiken: Elektrische Mechanismen des Sessels sind für Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung oder Verwirrtheit, wie z. B. bei Demenz, möglicherweise ungeeignet, da sie versehentlich Fehlfunktionen auslösen und so Stürze oder andere Unfälle verursachen könnten.

SPEZIFIKATIONEN AT56250:

Maximales Benutzergewicht: 170 kg
Sitzbreite: 54cm
Sitzhöhe: 51cm
Sitztiefe: 50cm
Breite der Armlehnen: 81cm
Gesamttiefe: 87cm
Höhe der Armlehnen: 63cm
Breite der Rückenlehne: 66cm
Höhe der Rückenlehne: 71cm
Gesamthöhe: 109cm
Rückenlehne mit Mikrofaserfüllung Dichte 30KGS/M3
Sitz und Armlehne mit vollem 30KGS/M3 Dichte Schaum
Hauptmotor: 6000N
Motor der Rückenlehne: 6000N
Motorgeschwindigkeit: 6mm/s
Eingang: 100-240V, 50/60Hz, 1,3A
Leistung: 29,0V-1,8A 52,2W
100% polyester
Gewicht: 54 kg
Neigungswinkel: 180°

HINWEISE

- Der Sessel muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Verwenden Sie den Sessel nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen, da dies zu elektrischem Schlag oder Funktionsstörungen führen kann. Der Sessel ist nur für trockene Innenräume vorgesehen.
- Betreiben Sie den Sessel nicht bei Temperaturen über 40°C.
- Halten Sie den Sessel fern von Heizkörpern, Herdplatten und direkter Sonneneinstrahlung.
- Der Sessel ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Vermeiden Sie den Kontakt mit Regen, Schnee, Eis, Salz oder stehendem Wasser. Lagern Sie den Sessel an einem sauberen und trockenen Ort.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf den Armlehnen, der Fußstütze oder der Rückenlehne.
- Nicht auf dem Sessel springen oder spielen.

SPEZIFIKATIONEN AT56251:

Maximales Benutzergewicht: 170 kg
Sitzbreite: 57cm
Sitzhöhe: 50cm
Sitztiefe: 56cm
Gesamtbreite: 86cm
Gesamthöhe: 107cm
Gesamttiefe: 92cm
Hauptmotor: 6000N
Motor der Rückenlehne: 6000N
Motorgeschwindigkeit: 6mm/s
Eingang: 100-240V, 50/60Hz, 1,3A
Leistung: 29,0V-1,8A 52,2W
100% polyester
Gewicht: 54 kg
Neigungswinkel: 180°

- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die Fußstütze.
- Schlafen Sie nicht, während der Sessel in Bewegung ist.
- Kinder dürfen den Sessel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Halten Sie Haustiere fern, wenn der Sessel in Bewegung ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit den Spezifikationen des Sessels übereinstimmt.
- Der elektrische Anschluss muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.
- Stecken oder ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag oder Ausfall des Geräts führen kann.
- Ziehen Sie den Stecker am Stecker selbst und nicht am Kabel.
- Legen Sie das Kabel des AC/DC-Adapters nicht unter den Sessel, da es beschädigt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.
- Berühren Sie den Stecker unmittelbar nach dem Gebrauch nicht, da er sehr heiß sein kann.
- Fassen Sie die Fernbedienung nicht mit nassen Händen oder scharfen Gegenständen an.
- Halten Sie Ihre Hände und Finger von den Mechanismen fern, wenn der Sessel in eine aufrechte Position zurückkehrt.

Erhöhen Sie die Temperatur nicht abrupt, wenn der Sessel in einem kalten Raum verwendet wird. Lassen Sie ihn sich allmählich an eine normale Raumtemperatur anpassen. Falls der Sessel an einem kalten Ort gelagert wurde, warten Sie nach dem Transport in einen warmen Raum mindestens eine Stunde vor der Inbetriebnahme, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden, das zu Fehlfunktionen führen könnte.

Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker, falls einer der folgenden Fälle eintritt:

- Der Sessel ist mit Wasser in Kontakt gekommen.
- Die Polsterung ist beschädigt und der innere Mechanismus liegt frei.
- Eine der Hauptfunktionen zeigt einen Defekt oder andere Unregelmäßigkeiten.
- Nach einem Stromausfall könnte die plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung zu Verletzungen führen.
- Bei starkem Blitzschlag.


Der Gebrauch des Sessels für andere Zwecke als den vorgesehenen ist untersagt.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Reinigung, Wartung oder Missachtung der Anweisungen entstehen.


MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1: Schieben Sie das Rückenpolster vorsichtig auf die dafür vorgesehenen Stifte.

Schritt 2: Befestigen Sie die Stofflasche mit dem Klettverschluss sicher an der Sitzfläche.



- (1) Motor und Steckverbindung des Kabels
- (2) Verkabelung und Adapteranschluss
- (3) Adapter und Kabelsteckverbinder
- (4) Verbindung für Motor und Handbedienung




BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1) Verbinden Sie alle Stecker des Produkts und schalten Sie die Stromversorgung ein.
- 2) Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Das Gerät ist nun einsatzbereit. Standardmäßig ist die Massageintensität auf "stark" eingestellt, der Vibrationsmodus läuft automatisch und die voreingestellte Massagedauer beträgt 30 Minuten. Sie können die Einstellungen für Intensität, Modus und Dauer individuell nach Ihren Wünschen anpassen.

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Durch die manuelle Bedienung der Fernsteuerung werden die Motoren aktiviert, um den Sitz in die gewünschte Position zu bringen und anzupassen.



MANUELLE MASSAGE-STEUERUNG (LRE-LC-27)



FUNKTIONSWEISE DER BEDIENUNG

POWER: Einschalttaste des Produkts.

HEAT: Taste zur Aktivierung der Heizfunktion, mit einer Temperaturregelung von 50–60 °C.

INTENSITÄT: Taste zur Auswahl der Massageintensität. Diese Funktion bietet zwei Stufen: stark und schwach.

MODE: Taste zur Auswahl des Massagemodus. Es stehen fünf Vibrationsmodi zur Verfügung.

BACK: Taste zur Steuerung der Rückenmassage.

LUMBAR: Taste zur Regulierung der Taillenmassage.

THIGH: Taste zur Steuerung der Oberschenkelmassage.

LEG: Taste zur Steuerung der Wadenmassage.

TIMER: Taste zur Festlegung der Massagezeit. Es können drei Zeitoptionen gewählt werden: 15 Minuten, 30 Minuten und 60 Minuten, wobei die Standardmassagezeit 30 Minuten beträgt.

REINIGUNG UND PFLEGE

Stellen Sie vor jeder Reinigung sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde. Stauben und reinigen Sie den Sessel regelmäßig, um ihn frei von Schmutz zu halten. Achten Sie darauf, ihn fern von feuchten Umgebungen zu platzieren.

Wenn der Sessel längere Zeit nicht benutzt wird, decken Sie ihn mit einem sauberen Tuch oder Stoff ab, um ihn vor Staub zu schützen.

Für die Reinigung von Kunststoffteilen, Rohren und der Polsterung des Sessels können Sie eine milde synthetische Seife verwenden.

Entfernen Sie Seifenreste anschließend vorsichtig mit einem trockenen Tuch.

Um trockene Flecken zu entfernen, verwenden Sie ein weiches Tuch, das in warmes Seifenwasser getaucht und ausgewrungen wurde, und reiben Sie den Fleck vorsichtig ab.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Benzol, Verdünner oder andere Substanzen, die den Stoff ausbleichen oder die Polsterung beschädigen könnten.

Die Polsterung des Sessels darf nicht abgenommen und gewaschen werden. Bügeln von Polstermöbeln ist strengstens untersagt.

Achten Sie darauf, dass der Stoff nicht in direkten Kontakt mit Wärmequellen wie Heizkörpern gerät, da dies zu Verletzungen oder Bränden führen kann.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt in einem trockenen, kühlen Raum auf, der vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Lagern Sie den Sessel nicht an Orten mit hoher Temperatur oder direktem Sonnenlicht, da dies das Ausbleichen des Stoffes verursachen kann.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten. Sobald es das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, darf es nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es stattdessen zu einer zugelassenen Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Eine fachgerechte Entsorgung trägt dazu bei, potenzielle Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und entspricht den geltenden Vorschriften zum Recycling von Elektrogeräten.

KARTA GWARANCYJNA

Model:
Numer Serii:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedawcy:

Importer – firma Antar MEDICAL Sp. z o.o. niniejszym gwarantuje, że sprzedawany produkt jest wolny od wad. W przypadku reklamacji Antar wybierze pomiędzy opcją naprawy lub wymiany wadliwej części, pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów.

Produkt objęty jest gwarancją na 2 lata i obejmuje następujące części składowe fotela:

Pilot, tapicerka, elementy mechaniczne, elementy drewniane, elementy elektryczne.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko w przypadku normalnych warunków użytkowania.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach:

- w przypadku zużycia części, w szczególności tkanin i pokrowców
- jeśli część objęta gwarancją była niewłaściwie użytkowana lub nieodpowiednio konserwowana / niewłaściwie obsługiwana, uszkodzona podczas transportu lub użytkowania, modyfikowana lub naprawiana przez osoby nieupoważnione.
- jeśli podzespoły elektryczne zostały poddane uderzeniu, wstrząsom i innym uszkodzeniom mechanicznym
- jeśli kable/wtyczki są w złym stanie (kabel rozerwany lub przecięty podczas przesuwania fotela, np. w celu umycia podłogi, nieczyszczony (nagromadzenie kurzu) lub nieostrożnie kabel (np. obgryziony przez zwierzę domowe).
- jeśli elementy elektryczne zostały narażone na działanie cieczy lub przepięcia (uderzenie pioruna).
- jeśli nie zostanie zachowana odpowiednia odległość od ściany.
- jeśli użytkownik spadnie/pozwoli sobie spaść na fotel.
- jeśli fotel jest używany poza limitami tolerancji wagi.
- pokrycia kosztów niepotrzebnych wizyt serwisowych w centrum napraw (np. złe podłączenie kabla/wtyczki; inne, wymienione powyżej sytuacje)

Niniejsza gwarancja nie obejmuje roszczeń dotyczących warunków lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadków, zaniedbania lub braku staranności w czyszczeniu i pielęgnacji tkaniny. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również roszczeń z tytułu zadrapań, rozdarć, nadmiernego lub ściernego zużycia i nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez napraw, ingerencji lub modyfikacji produktu przez osoby do tego nieupoważnione.

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.

NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI.

Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane.

IMPORTER:

ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.
03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net
e-mail: antar@antar.net



ANHUI LRE FURNITURE CO., LTD
TEL/ WHATSAPP : 86 13957315634
WECHAT: 86 13957315634
EMAIL: info@china-massagechair.com
WEB: www.china-massagechair.com

Data wydania instrukcji: 13.05.2024
v1-13.05.2024



WARRANTY CARD

Model:
Series Number:

Seal of the point of sale

and legible signature of Vendor:

Importer – Antar MEDICAL Sp. z o.o. hereby guarantees that the product sold is free from defects. In the event of a complaint, Antar will choose between the option of repair or replacement of the defective part, provided that the following criteria are met.

The product is guaranteed for 2 years and covers the following components of the chair:

Remote control, upholstery, mechanical components, wooden components, electrical components.

This warranty applies only under normal use conditions.

The warranty does not apply in cases:

- in case of wear and tear of the parts, especially fabrics and covers
- if the warranted part has been misused or inadequately maintained / improperly handled, damaged during transport or use, modified or repaired by unauthorized persons.
- if the electrical components have been subjected to impact, shock and other mechanical damage
- if the cables/plugs are in poor condition (cable torn or cut when moving the chair, e.g. to wash the floor, uncleaned (dust accumulation) or uncovered cable (e.g. bitten by a pet).
- if electrical components have been exposed to liquid or surge (lightning strike).
- if the proper distance from the wall is not maintained.
- if the user falls/leaves himself/herself to fall on the chair.
- if the chair is used beyond the weight tolerance limits.
- to cover the cost of unnecessary service visits to the repair center (e.g., wrong cable/plug connection; other situations mentioned above).

This warranty does not cover claims for conditions or damage caused by misuse, accidents, negligence or lack of care in cleaning and care of the fabric. This warranty also does not cover claims for scratches, tears, excessive or abrasive wear, and does not cover claims for damage caused by repairs, tampering or modification of the product by unauthorized persons.

Read and strictly follow the instruction manual before operation. Operation of the product not in accordance with the intended use and recommendations will cause irreversible loss of warranty.

THIS WARRANTY DOCUMENT IS VALID ONLY WITH PROOF OF PURCHASE (RECEIPT, BILL, INVOICE). PLEASE INCLUDE PROOF OF PURCHASE WITH EACH COMPLAINT.

Complaints submitted without proof of purchase and a warranty card with the product serial number written on it will not be accepted.

IMPORTER:

ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.
03-068 Warsaw, 43 Zawiślńska St.
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net
e-mail:antar@antar.net



ANHUI LRE FURNITURE CO.,LTD
TEL/WHATSAPP : 86 13957315634
WECHAT : 86 13957315634
EMAIL:info@china-massagechair.com
WEB: www.china-massagechair.com

Release date of the manual: 13.05.2024
v1-13.05.2024



GARANTIEKARTE

Modell:

Seriennummer:

Stempel des Händlers

und leserliche Unterschrift des Verkäufers:

Der Importeur - Antar MEDICAL Sp. z o.o. - garantiert hiermit, dass das verkaufte Produkt frei von Mängeln ist. Im Falle einer Reklamation wählt Antar zwischen der Reparatur oder dem Austausch des defekten Teils, vorausgesetzt, dass die folgenden Kriterien erfüllt sind.

Die Produktgarantie beträgt 2 Jahre und erstreckt sich auf die folgenden Bestandteile des Sessels:

Fernbedienung, Polsterung, mechanische Komponenten, Holzkomponenten, elektrische Komponenten.

Diese Garantie gilt nur unter normalen Nutzungsbedingungen.

Die Garantie gilt nicht in den Fällen:

- wenn die Teile abgenutzt sind, insbesondere die Stoffe und Bezüge
- wenn das von der Garantie abgedeckte Teil unsachgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßer Wartung / unsachgemäßer Behandlung, Beschädigung während des Transports oder des Gebrauchs, Änderung oder Reparatur durch nicht autorisierte Personen ausgesetzt wurde.
- wenn die elektrischen Bauteile Stößen, Schlägen oder anderen mechanischen Beschädigungen ausgesetzt waren
- wenn die Kabel/Stecker in schlechtem Zustand sind (Kabel gerissen oder durchgeschnitten beim Verschieben des Sitzes, z.B. zum Reinigen des Fußbodens, ungereinigt (Staubansammlung) oder freiliegende Kabel (z.B. durch Biss eines Haustieres).
- wenn elektrische Bauteile Flüssigkeiten oder Überspannungen ausgesetzt waren (Blitzschlag).
- wenn ein ausreichender Abstand zur Wand nicht eingehalten wird.
- wenn der Benutzer auf den Stuhl fällt oder sich fallen lässt.
- wenn der Stuhl über die Gewichtstoleranzgrenzen hinaus benutzt wird.
- zur Deckung der Kosten für unnötige Servicebesuche im Reparaturzentrum (z. B. falscher Kabel-/Steckeranschluss; andere Situationen wie oben aufgeführt).

Diese Garantie deckt keine Ansprüche für Zustände oder Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle, Nachlässigkeit oder mangelnde Sorgfalt bei der Reinigung und Pflege des Stoffes verursacht wurden. Diese Garantie deckt auch keine Ansprüche bei Kratzern, Rissen, übermäßiger oder abnutzender Abnutzung und deckt keine Ansprüche bei Schäden ab, die durch Reparaturen, Manipulationen oder Veränderungen des Produkts durch nicht autorisierte Personen verursacht wurden.

Die Bedienungsanleitung ist vor der Benutzung zu lesen und strikt zu befolgen. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts führt zu einem unwiderruflichen Verlust der Garantie.

DIESES GARANTIEDOKUMENT IST NUR GÜLTIG, WENN EIN KAUFBELEG (QUITTUNG, RECHNUNG, RECHNUNG) BEIGEFÜGT IST. BITTE LEGEN SIE DEN KAUFBELEG JEDER REKLAMATION BEI.

Reklamationen, die ohne Kaufnachweis und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht werden, werden nicht anerkannt.

EINFÜHRER:

ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.

03-068 Warschau, Zawiślńska-Straße 43.

Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30

www.antar.net

e-mail:antar@antar.net



ANHUI LRE FURNITURE CO.,LTD

TEL/WHATSAPP : 86 13957315634

WECHSELN: 86 13957315634

EMAIL:info@china-massagechair.com

WEB: www.china-massagechair.com

Datum der Ausgabe des Handbuchs: 13.05.2024

v1-13.05.2024

