

GARANTIEKARTE

Modell:

Seriennummer:

Stempel der Verkaufsstelle
und leserliche Unterschrift des Verkäufers:

1. Die Firma AN TAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 gewährt hiermit eine 12-monatige Garantie auf das Produkt ab dem Datum, an dem das Produkt an den Käufer freigegeben wurde.
2. Während der Garantiezeit verpflichtet sich AN TAR, die unentbehrlichen Reparaturen vorzunehmen, um das Gerät innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der reklamierten Ware beim Service, zusammen mit dem Kaufbeleg und der Garantiekarte, wieder funktionsfähig zu machen.
3. AN TAR behält sich das Recht vor, die Ware umzutauschen, im Falle wenn sie die Reparaturkosten für unrentabel anerkennt. Die Reparatur oder der Ersatz vom beschädigten Produkt verlängert nicht die Garantiezeit.
4. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss es unverzüglich an die Adresse der Firma AN TAR (angegeben im Punkt 1) gesendet werden oder man soll sich an die Verkaufsstelle wenden, wo der Kauf getätigt wurde.
5. Vor der Inbetriebnahme soll man die Bedienungsanleitung lesen und sie genau befolgen. Die Verwendung des Produktes gegen die Zweckbestimmung und Empfehlungen führt zum unwiderruflichen Verlust der Garantie.
6. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Durchstechen oder Schneiden mit einem scharfen Gegenstand, Schäden durch Einwirkung äußerer mechanischer Kräfte, Kontakt des Produktes mit Spiritus, fettigen oder öligen Substanzen, Benzin verursacht wurden.
7. Das Produkt, gesendet zum Service im Rahmen der Reklamation, soll möglicherweise keine epidemiologische Bedrohung darstellen.
8. DAS VORLIEGENDE GARANTIEDOKUMENT IST NUR ZUSAMMEN MIT KAUFBELEG (QUITTUNG, RECHNUNG, FAKTURA) GÜLTIG.
9. Reklamationen, die ohne Kaufnachweis sowie Garantiekarte mit der eingegebenen Produktseriennummer eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt.



AN TAR Sp. J.
Ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa
22 518 36 00
www.antar.net



Gebrauchsanweisung Duschhocker: AT01004, AT01005



Version: 2021-05-25.1

Datum Herausgabe der Version: 2021-05-25

Indikationen

Der Duschhocker ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität bestimmt, um die Benutzung der Dusche zu erleichtern.

Der Hocker hat verstellbare Beine und einen rutschfesten Sitz, der dem Benutzer maximalen Komfort bietet.

Stellen Sie nach der Verwendung des Hockers durch den Benutzer sicher, dass das Produkt gründlich gereinigt wird. Es können handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden.

AT01004 Duschhocker

- Toilettenhocker aus Aluminium mit Kunststoff Sitz
- Füße mit rutschfesten Gummikappen mit erhöhter Kontaktfläche zum Boden garantieren hohe Stabilität
- verstellbare Sitzhöhe
- Polnisches Produkt

Technische Parameter:

- Gewicht: 1,5 kg
- Sitzhöhe: 37-54 cm
- Breite: 45 cm
- Sitzdurchmesser: 31 cm Maximale Belastung: 130 kg

AT01005 Duschhocker mit Rückenlehne

- Toilettenhocker aus Aluminium mit Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff (abnehmbare Rückenlehne)
- Füße mit rutschfesten Gummikappen mit erhöhter Kontaktfläche zum Boden garantieren hohe Stabilität
- verstellbare Sitzhöhe
- Polnisches Produkt

Technische Parameter:

- Gewicht: 1,5 kg
- Sitzhöhe: 37-54 cm
- Breite: 45 cm
- Sitzdurchmesser: 31 cm
- Maximale Belastung: 130 kg

ACHTUNG:

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Produkt verwenden. Überprüfen Sie, ob das Produkt richtig montiert ist. Lehnen Sie sich nicht zu stark nach vorne oder hinten, da dies zum Umkippen des Produkts führen kann

ACHTUNG:

Wenn ein produktbezogener „schwerer Vorfall“ auftritt, der direkt oder indirekt zu einem der folgenden Ereignisse führte, könnte oder hätte führen können:

- a) Tod eines gesundheitlichen Zustands eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person, oder
- b) vorübergehende oder dauerhafte Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person oder
- c) eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit


dieser „schwere Vorfall“ muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient seinen Wohnsitz hat. Im Falle Polens ist die zuständige Behörde das Amt für die Registrierung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Biozidprodukten.

ACHTUNG:

Bei Schmerzen, allergischen Reaktionen oder anderen störenden, für den Benutzer unklaren Symptomen im Zusammenhang mit der Verwendung eines Medizinprodukts sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

ENTSORGUNGSVERFAHREN DES PRODUKTS NACH DER AUSSER BETRIEBNAHME

Nach der Außerbetriebnahme kann das Medizinprodukt mit Ausnahme von Elektroprodukten über den normalen Hausmüll entsorgt werden - verfahren Sie entsprechend der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.



Dieses Symbol zeigt das maximale Gewicht des Benutzers an