



Rückenorthese mit integrierter Magnetfunktion

Die Rückenorthese dient der Stabilisierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule und ist zusätzlich mit eingearbeiteten Magnetelementen ausgestattet. Diese statische Magnetfunktion wird in der Magnettherapie genutzt und kann als ergänzendes Feature wahrgenommen werden.

Stabile Konstruktion

Integrierte Metallschienen für gezielte Unterstützung

Magnetfunktion

Eingearbeitete Magnete für zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten

Flexible Anpassung

Mehrere Größen (M–3XL) für individuelle Passform

Komfortable Materialien

Atmungsaktiv, verstellbare Gurte, einfache Handhabung

Langlebige Qualität

Robuste Aluminiumverstärkung und strapazierfähige Klettverschlüsse

Mögliche Vorteile der statischen Magnettherapie

- Wird häufig als ergänzende Methode in Wellness- und Reha-Konzepten eingesetzt
- Kann zur Förderung von Entspannung und Wohlbefinden beitragen
- Wird traditionell genutzt, um lokale Wärmeempfindung zu unterstützen

<i>Farbe</i>	Violette – AT53111V Orange – AT53111O
<i>Größe S</i>	65 – 80 cm
<i>Größe L</i>	75 – 95 cm
<i>Größe XL</i>	85 – 105 cm
<i>Größe 2XL</i>	95 – 115 cm
<i>Größe 3XL</i>	105 – 125 cm
<i>Größen Hinweis</i>	geeigneter Taillenumfang
<i>Hauptmaterial</i>	40 % Polyester / 10 % Nylon / 35 % Neopren / 15 % Latex
<i>Schiene</i>	Aluminium & PP-Platte
<i>Klettverschluss</i>	Nylon
<i>Gurt</i>	Polyester, Latex

